


Phospho-Dna-Pkcs-S2056 Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Artikelnummer: CM0001805



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der spezifisch menschliches Phospho-DNA-PKcs (S2056) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Forschung an DNA-Schadens- und Reparatur-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-DNA-PKcs-S2056 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPK1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKc; DNA-PKcs; Phospho-DNA-PKcs-S2056
Spezies	Mensch
GenID	5591
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S2056 von menschlichem DNA-PKcs (NP_008835.5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78527
Protein-Gewicht	469kDa
Versand	Eisbeutel