

Phospho-Dok2-Y299 Kaninchen-Pab - O60496

Artikelnummer: CM0001560



Einführung

Der Phospho-DOK2-Y299 Kaninchen-pAb erkennt spezifisch menschliches DOK2, das an Tyrosin 299 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot und Immunfluoreszenz-Anwendungen ist dieser Antikörper essentiell für die Untersuchung von Zytokin- und Wachstumsfaktor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-DOK2-Y299 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9046
Gen-ID	9046
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y299 von menschlichem DOK2 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60496
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel