


Phospho-Drp1-S616 Kaninchen-Mak - 000429

Artikelnummer: CM0001350



Einführung

Phospho-DRP1-S616 Kaninchen-mAk für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen, das endogene DRP1-Spiegel nur dann detektiert, wenn es an S616 in humanen, murinen und Rattenproben phosphoryliert ist. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-DRP1-S616 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Spezies	Human
GeneID (Human)	10059
GeneID	10059
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S616 von humanem DRP1 (NP_036192.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00429
Protein-Gewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel