

Phospho-E-Cadherin-S838/S840 Kaninchen-Pak - P12830

Artikelnummer: CM0001081



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper spezifisch für humanes E-Cadherin, phosphoryliert an S838/S840. Validiert für WB und ELISA. Wesentlich für Studien zur Zelladhäsion, Mobilität von Epithelzellen und Invasionsunterdrückung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-E-Cadherin-S838/S840 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Phospho-E-Cadherin-S838/S840
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	999
Gen-ID	999
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S838 & S840 von humanem CDH1 (NP_004351.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12830
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel