

Phospho-Eef2K-S366 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000418

Artikelnummer: CM0001932



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EEF2K an Ser366. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Translationsregulation und Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EEF2K-S366 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	29904
GeneID	29904
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S366 von humanem EEF2K (NP_037434.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00418
Protein-Gewicht	82kDa
Versand	Eistasche