


Phospho-Egfr-Y1045 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001631



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EGFR-Y1045, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes EGFR, das an Tyr1045 phosphoryliert ist – eine Schlüsselposition bei der Signaltransduktion. Ideal für die Untersuchung von EGFR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1045 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1045
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1045 des humanen EGFR (NP_005219.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteinmasse	134 kDa
Versand	Eisbeutel