

Phospho-Egfr-Y1086 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001252



Einführung

Phospho-EGFR-Y1086 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen humanes EGFR gerichtet ist, das an Tyrosin 1086 phosphoryliert ist. Er ist für WB und ELISA validiert, erkennt die 134 kDa Rezeptor-Tyrosinkinase und unterstützt die Forschung zu EGFR-getriebenen Signalwegen und Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1086 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1086
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1086 des humanen EGFR (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Eisbeutel