

Phospho-Egfr (Y1148) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001955



Einführung

Phospho-EGFR-Y1148 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes EGFR, phosphoryliert an Tyrosin 1148, und ermöglicht die Untersuchung von EGFR-Signalwegen und Rezeptoraktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1148 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1148
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1148 von humanem EGFR (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel