

Phospho-Egfr-Y1197 Kaninchen-Pak Für Wb - P00533

Artikelnummer: CM0001979



Einführung

Der Phospho-EGFR-Y1197 Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt humanes EGFR, das an Tyrosin 1197 phosphoryliert ist, im Western Blot. Ideal zur Untersuchung der EGFR-Signalgebung, der Krebsforschung und von Mechanismen der Arzneimittelresistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1197 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y1197 des humanen EGFR entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel