

Phospho-Egfr-Y845 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0000560



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Tyrosin 845 des humanen EGFR, geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu EGFR-Signalgebung, Kinaseaktivität und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y845 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y845
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y845 des humanen EGFR
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Eisbeutel