

Phospho-Egfr-Y992 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0000589



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen EGFR phosphoryliert an Y992 gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal für die EGFR-Signalisierung und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y992 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y992
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y992 von menschlichem EGFR (NP_005219.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel