


Phospho-Egfr-Y998 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0000424



Einführung

Phospho-EGFR-Y998 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes EGFR, phosphoryliert an Y998; geeignet für Onkologie und Signaltransduktionsforschung. Validiert in humanen Proben. Mol.-Gew. 134 kDa. SWISS P00533.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y998 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y998
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y998 von humanem EGFR (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel