

Phospho-Eif2A-S49 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - P05198

Artikelnummer: CM0001580



Einführung

Phospho-eIF2 α -S49 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot und Immunhistochemie. Erkennt phosphoryliertes Ser49 von eIF2 α (EIF2S1) in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur integrierten Stressantwort und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF2 α -S49 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S49
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1965
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S49 von humanem EIF2S1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05198
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel