

Phospho-Eif4E-S209 Kaninchen Pab - P06730

Artikelnummer: CM0001582



Einführung

Phospho-eIF4E-S209 Kaninchen pAb für Western Blotting und ELISA, erkennt humanes und murines eIF4E, das an Serin 209 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung der Translationsinitiation, des mRNA-Exports und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4E-S209 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1977
Gen-ID	1977
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S209 von humanem eIF4E (NP_001959.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P06730
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel