

## Phospho-Eif4Ebp1 (T37/T46) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0001319



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes eIF4EBP1 (T37/T46) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Reguliert die Translationsinitiation über mTORC1; zentral für die Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-eIF4EBP1-T37/46 Kaninchen pAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T37/46                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 1978                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 1978                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Positionen T37 & T46 des menschlichen eIF4EBP1 (NP_004086.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                 |
| SWISS             | Q13541                                                                                                                              |
| Proteinmasse      | 13 kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                          |