


Phospho-Eif4Ebp1-T45 Kaninchen-Pak Für Western Blot - Q13541

Artikelnummer: CM0001458



Einführung

Phospho-spezifischer eIF4EBP1 (T45)
Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot. Erkennt humanes eIF4EBP1, phosphoryliert bei Thr45, einen wichtigen translationalen Repressor in der mTORC1-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4EBP1-T45 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T45
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1978
Gen-ID	1978
Immunogen	Synthetisches phospho-spezifisches Peptid, das den Resten um Thr45 von humanem eIF4EBP1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel