


Phospho-Eif4G1-S1108 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q04637

Artikelnummer: CM0001570



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für Phospho-EIF4G1 (Ser1108), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes EIF4G1 in Human-, Maus- und Rattenproben und unterstützt die Forschung zur Translationsinitiiierung und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EIF4G1-S1108 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4Gi; PARK18; EIF-4G1; Phospho-EIF4G1-S1108
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1981
Gen-ID	1981
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1108 von humanem EIF4G1 (NP_001278086.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q04637
Protein-Gewicht	175 kDa
Versand	Eisbeutel