

Phospho-Enos-S1177 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P29474

Artikelnummer: CM0000985



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes eNOS, phosphoryliert an Ser1177. Validiert für Western Blot und ELISA, ideal zur Untersuchung der endothelialen NO-Signalgebung, Angiogenese und Gefäßregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eNOS-S1177 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Spezies	Mensch
Gen-ID	4846
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1177 von humanem eNOS (NP_29474.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29474
Proteingewicht	133 kDa
Versand	Eisbeutel