

Phospho-Epha2-S897 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P29317

Artikelnummer: CM0001185



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von EPHA2, das an Serin 897 phosphoryliert ist, validiert für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der EPHA2-Signalgebung in Krebs, Entwicklung und Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EPHA2-S897 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-S897
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1969
Gen-ID	1969
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S897 von humanem EPHA2 (NP_004422.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29317
Protein-Gewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel