

Phospho-Epha2-Y594 Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - P29317

Artikelnummer: CM0001610



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Y594 von humanem EPHA2 (Ephrin Typ-A-Rezeptor 2). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EPHA2-Y594 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-Y594
Spezies	Mensch
Gen-ID	1969
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y594 von humanem EphA2 (NP_004422.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P29317
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel