


Phospho-ErbB4/Her4-Y1284 Kaninchen-Pak - Mab

Artikelnummer: CM0000596



Einführung

Phospho-spezifisches polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen ErbB4/HER4 an Tyrosin 1284, validiert in WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte ErbB4. Ideal für die Untersuchung der Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalgebung in Entwicklung und Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ErbB4/HER4-Y1284 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; Phospho-ErbB4/HER4-Y1284
Spezies	Mensch
Gen-ID	2066
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1284 von humanem ErbB4/HER4 (NP_005226.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15303
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel