


Phospho-Erk1-T202 + Erk2-T185 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Artikelnummer: CM0001598



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, der ERK1 (Phospho T202) und ERK2 (Phospho T185) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung der MAPK/ERK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID	5594 / 5595
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position T202 von menschlichem ERK1/ERK2 (NP_002737.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482 / P27361
Proteingewicht	38 kDa/40 kDa/43 kDa
Versand	Eisbeutel