

Phospho-Erk1 (T202/Y204) + Erk2 (T185/Y187) Rabbit Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27361/P28482

Artikelnummer: CM0001809



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ERK1 (T202/Y204) und ERK2 (T185/Y187). Validiert für Western Blot, IHC Paraffin und ELISA in menschlichen, murinen und rattengeweblichen Proben. 42/44kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5594/5595
GenID	5595/5594
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T202 & Y204 von humanem ERK1 (P27361).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27361/P28482
Proteingewicht	42kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel