


Phospho-Erk3-S189 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16659

Artikelnummer: CM0000551



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ERK3 (MAPK6) an Ser189. Validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit humanen, murinen und Rattus-Proben. Ideal für MAP-Kinase-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ERK3-S189 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; Phospho-ERK3-S189
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5597
Gen-ID	5597
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S189 von humanem ERK3 (NP_002739.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16659
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eistasche