


Phospho-ESR α -S167 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Artikelnummer: CM0001921



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen Estrogenrezeptor α (ER α /ESR1) an der Phosphorylierungsstelle Ser167 gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human. Geeignet für die Untersuchung von Estrogensignalwegen, Krebsbiologie und Kernrezeptorwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ESR α -S167 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S167
Spezies	Human
GenID (Human)	2099
GenID	2099
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S167 des menschlichen Estrogenrezeptors alpha (ESR1) (NP_000116.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P03372
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel