


Phospho-Ezh2/Kmt6 (T311) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15910

Artikelnummer: CM0001206



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper zum Nachweis von an Thr311 phosphoryliertem EZH2. Validiert für WB und ELISA, geeignet für epigenetische, Chromatin- und Krebsforschung. Kreuzreaktivität mit Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EZH2/KMT6-T311 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; Phospho-EZH2/KMT6-T311
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2146
GeneID	2146
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T311 des humanen EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q15910
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel