

## Phospho-Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Artikelnummer: CM0001008



### Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen Ezrin (T567), Radixin (T564) und Moesin (T558). Validiert für WB und ELISA bei Mensch und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der ERM-Proteinaktivierung und Zytoskelett-Membran-Interaktionen. Vorhergesagtes Molekulargewicht 23-71 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname      | Phospho-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558 Rabbit pAb                                            |
| Spezies          | Mensch                                                                                   |
| GenID (Mensch)   | 7430/4478/5962                                                                           |
| GenID            | 7430/4478/5962                                                                           |
| Immunogen        | Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T567 von menschlichem EZR/RDX/MSN (NP_003370.2) |
| Quelle           | Kaninchen                                                                                |
| Kategorie        | Phosphorylierte Antikörper                                                               |
| Anwendung        | WB, ELISA                                                                                |
| Kreuzreaktivität | Mensch, Ratte                                                                            |
| SWISS            | P15311/P35241/P26038                                                                     |
| Proteinmasse     | 23-71 kDa                                                                                |
| Versand          | Eisbeutel                                                                                |