


## Phospho-Ezrin-T567 Kaninchen Pab Für Wb - P15311

Artikelnummer: CM0001107



### Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Ezrin an Threonin 567. Validiert für Western Blot (WB) bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zytoskelettdynamik, Zelladhäsion und Membran-Zytoskelett-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Phospho-Ezrin-T567 Rabbit pAb                                                                         |
| Bemerkungen/Aliase | CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-T567                                                        |
| Art                | Mensch                                                                                                |
| GenID (Mensch)     | 7430                                                                                                  |
| GenID              | 7430                                                                                                  |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um T567 des humanen Ezrin entspricht |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                             |
| Kategorie          | Phosphorylierte Antikörper                                                                            |
| Anwendung          | WB                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                   |
| SWISS              | P15311                                                                                                |
| Proteingewicht     | 69 kDa                                                                                                |
| Versand            | Eispaket                                                                                              |