


Phospho-Ezrin (T567) + Radixin (T564) + Moesin (T558) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Artikelnummer: CM0001332



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem Ezrin (T567), Radixin (T564) und Moesin (T558) bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung der ERM-Proteinaktivierung und Zytoskelett-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Ezrin-T567+Radixin-T564+Moesin-T558 monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFN24; Radixin; HEL70; IMD50; Moesin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T567/T564/T558 von menschlichem Ezrin/Radixin/Moesin
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15311/P35241/P26038
Proteingewicht	23-71 kDa
Versand	Eisbeutel