


Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Artikelnummer: CM0001006



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Ezrin (Thr567), Radixin (Thr564) und Moesin (Thr558) für WB- und ELISA-Assays in humanen Proben. Ideal zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Zytoskelett und Membran sowie der Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFN24; HEL70; IMD50; Phospho-Ezrin-Thr567/Radixin-Thr564/Moesin-Thr558
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7430/5962/4478
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T567 von humanem Ezrin/Radixin/Moesin (NP_003370.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15311/P35241/P26038
Proteingewicht	23-71 kDa
Versand	Eisbeutel