


Phospho-Ezrin-Y353 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P15311

Artikelnummer: CM0001093



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper gegen humanes Ezrin, phosphoryliert an Y353 (SWISS P15311), validiert für Western Blot und ELISA, ideal für Studien zu Zytoskelett und Zellpolarität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Ezrin-Y353 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Phospho-Ezrin-Y353
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7430
GenID	7430
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von Y353 des humanen Ezrin (NP_003370.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15311
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel