


Phospho-Fadd-S194 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q13158

Artikelnummer: CM0000516



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FADD, phosphoryliert an S194, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschungsanwendungen zu Apoptose und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FADD-S194 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; Phospho-FADD-S194
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8772
GenID	8772
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S194 von humanem FADD (NP_003815.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13158
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel