


## Phospho-Fak-Y397 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05397

Artikelnummer: CM0001945



### Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen an Tyr397 phosphoryliertes FAK. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Integrin-Signalgebung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Phospho-FAK-Y397 Rabbit pAb                                                 |
| Bemerkungen/Aliase | FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y397 |
| Art                | Mensch                                                                      |
| GenID (Mensch)     | 5747                                                                        |
| GenID              | 5747                                                                        |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid                                                        |
| Quelle             | Kaninchen                                                                   |
| Kategorie          | Phosphorylierte Antikörper                                                  |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                         |
| SWISS              | Q05397                                                                      |
| Proteinmasse       | 119 kDa                                                                     |
| Versand            | Eisbeutel                                                                   |