


Phospho-Fak-Y576/577 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05397

Artikelnummer: CM0001959



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen FAK (phosphoryliert an Tyr576/577) für Western Blot- und ELISA-Anwendungen in humanen Proben. Nützlich für die Untersuchung von Integrin-Signalwegen, Zellmigration und Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FAK-Y576/577 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y576/577
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5747
Gen-ID	5747
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y576 & Y577 von humanem PTK2 (NP_722560.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q05397
Proteinmasse	119 kDa
Versand	Eispackung