

Phospho-Fgfr3-Y724 Kaninchen-Pak - P22607

Artikelnummer: CM0001115



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes FGFR3 (Tyr724). Validiert für WB und ELISA in menschlichen und Maus-Proben. Ideal für die Untersuchung der FGFR3-Signalgebung bei Skelettentwicklung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FGFR3-Y724 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSGFR3EX; Phospho-FGFR3-Y724
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2261
GenID	2261
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22607
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel