

Phospho-Filamin A-S2152 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P21333

Artikelnummer: CM0001772



Einführung

Phospho-Filamin A-S2152 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA gegen humanes, murines und Rattus-Filamin A (281 kDa). Ideal für die Erforschung des Aktinzytoskeletts, der Signalübertragung und von Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Filamin A-S2152 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Phospho-Filamin A-S2152
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2316
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21333
Protein-Gewicht	281 kDa
Versand	Eisbeutel