

Phospho-Foxo1-S319 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778

Artikelnummer: CM0000813



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf die Phosphorylierung an Ser319 von humanem FOXO1 abzielt (Gen-ID: 2308). Validiert für WB, IHC-P, ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Insulin-Signalwegen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FOXO1-S319 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2308
GenID	2308
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S319 von humanem FOXO1 (NP_002006.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12778
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel