

Phospho-Foxo3A-S253 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Artikelnummer: CM0000803



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FOXO3A (phospho-Ser253). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose, Autophagie und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FOXO3A-S253 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S253
Spezies	Human
GenID (Human)	2309
GenID	2309
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S253 von humanem FOXO3A
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43524
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel