

Phospho-Foxo3A-S425 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43524

Artikelnummer: CM0001987



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf die Phosphorylierung von FOXO3A an Ser425 abzielt. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt die Forschung zu Apoptose und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FOXO3A-S425 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S425
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2309
Gen-ID	2309
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um die Position S425 des menschlichen FOXO3A (NP_001446.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43524
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbehälter