

Phospho-Foxo4-S197 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Artikelnummer: CM0000925



Einführung

Phospho-FOXO4 (S197) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-FOXO4 phosphoryliert an Ser197. Ideal für Studien zu Insulin-Signalwegen, Zellzyklus und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-FOXO4-S197 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AFX; AFX1; MLLT7; Phospho-FOXO4-S197
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4303
GenID	4303
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S197 des humanen FOXO4 (NP_005929.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98177
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel