


Phospho-Gata1-S310 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15976

Artikelnummer: CM0001605



Einführung

Phospho-GATA1-S310 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten GATA1, das an Ser310 phosphoryliert ist. Geeignet für die Erforschung der Erythroidentwicklung und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GATA1-S310 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, Phospho-GATA1-S310
Spezies	Human
GeneID (Human)	2623
GeneID	2623
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Regionen um S310 von humanem GATA1 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15976
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel