


Phospho-GluR1/Gria1 (S836) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P42261

Artikelnummer: CM0001100



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der GluR1/GRIA1 an Serin 836 targetiert. Entwickelt für die Western Blot Detektion der AMPA-Rezeptor-Untereinheit von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Neurowissenschaften und synaptischer Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GluR1/GRIA1-S836 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S836
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2890
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um S836 von humanem GluR1/GRIA1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42261
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel