


Phospho-GluR2/Gria2-S880 Kaninchen-Pak Für Wb - P42262

Artikelnummer: CM0001796



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen GluR2/GRIA2 an Ser880 gerichtet ist. Validiert für WB mit Kreuzreaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften zur Erforschung der AMPA-Rezeptor-Signalübertragung und synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GluR2/GRIA2-S880 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; Phospho-GluR2/GRIA2-S880
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2891
GenID	2891
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S880 von menschlichem GluR/GRIA2 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42262
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel