

Phospho-Grin2B-Y1474 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q13224

Artikelnummer: CM0000802



Einführung

Der Phospho-GRIN2B-Y1474 Kaninchen-polyklonale Antikörper detektiert phosphoryliertes NMDA-Rezeptor-Untereinheit NR2B an Y1474 in humanen, Maus- und Rattenproben. Validiert für WB und ELISA, unterstützt dieser Antikörper neurowissenschaftliche Forschung zu synaptischer Plastizität und Exzitotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GRIN2B-Y1474 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; Phospho-GRIN2B-Y1474
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2904
Gen-ID	2904
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1474 von humanem GRIN2B (NP_000825.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13224
Proteingewicht	166kDa
Versand	Eisbeutel