


Phospho-Grin2B-Y1474 Kaninchen-Polyklonaler-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13224

Artikelnummer: CM0001029



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes GRIN2B an Y1474. Validiert für WB und ELISA mit humanen Proben. Nützlich für die Erforschung der NMDA-Rezeptor-Signalgebung, synaptischer Plastizität und neurologischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GRIN2B-Y1474 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NR3, MRD6, NR2B, hNR3, DEE27, EIEE27, GluN2B, NMDAR2B, Phospho-GRIN2B-Y1474
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2904
GeneID	2904
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1474 von humanem GRIN2B (NP_000825.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13224
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel