


## Phospho-Gsk3A-S21+Gsk3B-S9 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P49840/P49841

Artikelnummer: CM0001729



### Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen GSK3α (S21) und GSK3β (S9). Validiert für WB, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Forschung zu Wnt-Signalweg, Insulinresistenz und Alzheimer.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-GSK3α-S21+GSK3β-S9 Rabbit mAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3α-S21+GSK3β-S9                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 2931/2932                                                                                                                                |
| GenID             | 2931/2932                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S21&S9 von humanem GSK3α/GSK3β (NP_063937.2/NP_002084.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                     |
| SWISS             | P49840/P49841                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 51 kDa/46 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                |