


Phospho-Gsk3B-S9 Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49841

Artikelnummer: CM0001592



Einführung

Phospho-GSK3 β -S9 Kaninchen-mAb (P49841) für Western Blot, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes GSK3 β , das an Ser9 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung von Wnt-Signalwegen, Insulinresistenz und Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GSK3 β -S9 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Spezies	Human
GeneID (human)	2932
GeneID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S9 von humanem GSK3 beta (P49841)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P49841
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku