


Phospho-Gsk3B-S9 Kaninchen Pab - P49841

Artikelnummer: CM0000590



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Ser9 von humanem GSK3 β , validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Wnt-Signalwegs und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GSK3 β -S9 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -S9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2932
Gen-ID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49841
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel