

Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Kaninchen-Monoklonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P49840/P49841

Artikelnummer: CM0001346



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-Monoklonal-Antikörper, der GSK3 β phosphoryliert an Y216 und GSK3 α phosphoryliert an Y279 nachweist. Validiert für Western Blot und ELISA, zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für Forschung zu Glukosestoffwechsel, Wnt-Signalweg und Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; GSK 3 beta; GSK3A; GSK 3 alpha; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2931/2932
GenID	2931/2932
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y216&Y279 von humanem GSK3 β /GSK3 α (NP_063937.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49840/P49841
Proteingewicht	51kDa/46kDa
Versand	Eisbeutel