


Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Kaninchen Pab - P49840 / P49841

Artikelnummer: CM0001003



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper, das GSK3 β -Y216 und GSK3 α -Y279 erkennt, geeignet für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für Studien zum Insulin-Signalweg, Wnt-Signalweg und die Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Spezies	Mensch
Gen-ID	2931 / 2932
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von Y216/Y279 von humanem GSK3 β /GSK3 α
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49840 / P49841
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel